

CINTA ACUATICA AQUAFIT ECO

- Estructura fabricada en acero inoxidable de alta calidad.
- Ventanas de cristal de seguridad.
- Banda sumergible sin fin.
- Rodillos y ejes de acero AISI 31 sin rodamientos.
- Panel de control.
- Variador de potencia, velocidad, aceleración y desaceleración progresiva.
- Parada de emergencia.
- Temporizador.
- Botones de llenado y vaciado.
- Puerta con ventana.
- Cierres herméticos.
- Rampa de entrada y de salida.
- Soportes para arneses.
- Cinta giratoria abatible para su limpieza.
- Deposito con agua caliente.

